

Freiraum nutzen

- ✓ Stauraum, der Platz lässt
- ✓ Variantenvielfalt
- ✓ Für Köttermann Medienwände geeignet
- ✓ Optional mit praktischer Leiter für Aufsatzschränke





	Breite						Höhe			Korpustiefe	
Aufsatzschrank für Hochschrank	-	-	600	900	1200	-	480	630	780	350	500
Hängeschrank zur Montage zwischen den Säulen bei Doppelarbeits-tischen	-	-	600	900	1200	1500	480	630	-	350	-
Hängeschrank mit Flügeltüren	-	450	600	900	1200	1500	480	630	780	350	-
Hängeschrank mit Glasschiebetüren	-	-	-	900	1200	1500	480	630	780	350	-
Erste-Hilfe-Schrank	-	450	-	-	-	-	480	630	780	350	-
Installationsschrank	300	-	-	-	-	-	480	630	780	350	-

Abmessungen in mm