

Die Multitalente für den allgemeinen Gebrauch



Ideal für den Umgang mit organischen Lösungsmitteln
sowie kalten oder verdünnten Säuren. Je nach Raumhöhe
des Labors können Sie zwischen drei Bauformen wählen.



1. Über Uns

2. Köttermann

3. Service

4. Produkte

5. Sicherheit

6. Nachhaltigkeit

7. Referenzen

8. Kontakt

- ✓ Erhältlich in drei Bauformen:
 - Hohe Bauform für Deckenhöhen ab 3 m
 - Niedrige Bauform bietet Platz für Installation auch bei niedrigen Deckenhöhen (ab 2,8 m)
 - Verminderte Fronthöhe und niedrige Bauform für besonders niedrige Deckenhöhen (unter 2,8 m)
- ✓ Überdurchschnittlich große Nutzraumtiefe
- ✓ Abzüge in hoher und niedriger Bauform unterbaubar mit Schränken im Rastermaß -100 mm
Abzüge in niedriger Bauform mit verminderter Fronthöhe unterbaubar mit Schränken im Rastermaß -300 mm
- ✓ Besonders sichere und ergonomisch optimale Medienentnahme im vorderen Bereich des Abzugs



1. Über Uns

2. Köttermann

3. Service


4. Produkte

5. Sicherheit

6. Nachhaltigkeit

7. Referenzen

8. Kontakt



Breite	1200	1500	1800	2000	2100
Fronthöhe	2300 / 2550	2300 / 2550	2300 / 2550	2300 / 2550	2300 / 2550
Gehäusehöhe	2300 / 2600	2300 / 2600	2300 / 2600	2300 / 2600	2300 / 2600
Tiefe	900	900	900	900	900
Nutzraumbreite	1100	1400	1700	1900	2000
Nutzraumhöhe	1190 / 1490	1190 / 1490	1190 / 1490	1190 / 1490	1190 / 1490
Nutzraumtiefe	800	800	800	800	800
Arbeitshöhe	900	900	900	900	900
Minimal zulässiger Volumenstrom*	450	530	680	800	800
Einzustellender Volumenstrom	480	600	720	840	840
Maximal zulässiger Volumenstrom	1500	1500	1500	1500	1500

Abmessungen in mm / Volumenstrom in m³/h

* Alarmwert

1. Über Uns

2. Köttermann

3. Service

4. Produkte

5. Sicherheit

6. Nachhaltigkeit

7. Referenzen

8. Kontakt