

# Einer für alles - Der neue VarioProtect®

- ✓ Richtlinienkonforme, sichere Lagerung von:
  - Entzündlichen Flüssigkeiten (vollwertiger Sicherheitsschrank zertifiziert nach DIN EN 14470-1 Typ 90)
  - Korrosiven Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen
  - Giftigen Stoffen (optional im eingebauten, separat abschließbaren Giftfach)
- ✓ Kulissenauszug für zweiseitigen Zugriff sowie großes Lagervolumen
- ✓ Ideale Lösung für Gefahrstofflagerung direkt am Abzug



1. Über Uns

2. Köttermann

3. Service

4. Produkte


5. Sicherheit

6. Nachhaltigkeit

7. Referenzen

8. Kontakt

VarioProtect® Schränke mit Kulissenauszug



	Breite	Höhe	Tiefe
VarioProtect® Sicherheits-Hochschrank mit 2 Kulissenauszügen	600	1966	860
VarioProtect® Sicherheits-Hochschrank mit 2 Kulissenauszügen und 1 Giftfach	600	1966	860

Abmessungen in mm

1. Über Uns

2. Köttermann

3. Service

4. Produkte

5. Sicherheit

6. Nachhaltigkeit

7. Referenzen

8. Kontakt