

Schutz auf engstem Raum




Apothekenabzüge sind platzsparend und flexibel einsetzbar – speziell für den Umgang mit Gefahrstoffen in Apotheken entwickelt.



- ✓ Konformität nach DIN 12924 Teil 4
- ✓ Entsprechen den Anforderungen des § 4 Abs. 2 der Apothekenbetriebsordnung
- ✓ Sicheres Arbeiten mit staubenden Präparaten und flüchtigen Chemikalien in kleinen Laboren
- ✓ Integrierte Luftstromüberwachung
- ✓ Anschluss an ein bauseitig vorhandenes Abluftsystem
- ✓ Stufenlos verstellbarer Frontschieber aus Polyacryl





	Breite	Fronthöhe	Tiefe	Nutzraum- breite	Nutzraum- höhe	Nutzraum- tiefe	Mindestens erforderlicher Volumenstrom*
Apothekenabzug mit Ventilator	900	1350	640	795	900	570	250
Apothekenabzug mit Medien (Gas, Wasser, Strom)	900	1350	640	795	900	570	250
Apothekenabzug mit Ventilator und Medien (Gas, Wasser, Strom)	900	1350	640	795	900	570	250
Apothekenabzug ohne Ausstattung	900	1350	640	795	900	570	250

Abmessungen in mm / Volumenstrom in m³/h

* Alarmwert