

# Druckgasflaschen sicher lagern


- ✓ Geprüfte Sicherheit: Zertifiziert nach DIN EN 14470-2 und GS
- ✓ Höchste Feuerwiderstandsklasse (G 90)
- ✓ Bereitstellung von Druckgasflaschen nach der Technischen Regel TRGS 510
- ✓ Türen und Korpus sind doppelwandig und thermisch isoliert



# Druckgasflaschen sicher lagern

- ✓ Mit Sicherheitsschloss
- ✓ Optional ausgerüstet mit Druckminderstation
- ✓ Spanngurte zum Schutz gegen Umfallen
- ✓ Ausklappbare Rampe zum Einbringen der Flaschen
- ✓ Zum Anschluss an ein raumseitiges Abluftsystem





	Max. Flaschenzahl	Breite	Höhe	Tiefe	Empfohlene Abluftmenge (120x Luftwechsel)	Differenzdruck (120x Luftwechsel)
Sicherheits-Hochschrank für Druckgasflaschen mit 1 Flügeltür links oder rechts	2x 50l oder 3x 10l	600	2050	615	45	76
Sicherheits-Hochschrank für Druckgasflaschen mit 2 Flügeltüren	3x 50l oder 5x 10l	900	2050	615	66	147
	4x 50l oder 7x 10l	1200	2050	615	93	103
	4x 50l oder 8x 10l	1400	2050	615	111	143

Abmessungen in mm / Empfohlene Abluftmenge in m<sup>3</sup>/h / Differenzdruck in Pa