

Abzüge spielend leicht bedienen



Als Bedienelement für vielfältige Funktionen vereint die EXPLORIS TouchTronic® mit hoher Rechenleistung die Abzugssteuerung und -kontrolle. Die Zusammenfassung von Funktionen in einem Gerät spart Zeit und bietet Komfort.



Ihre moderne Abzugssteuerung

- ✓ **Ergonomisch** – Alle Abzugsfunktionen mit nur einer Hand einfach per TouchTronic steuern
- ✓ **Schnell** – Hohe Rechenleistung während der Bedienung
- ✓ **Individuell** – Funktionen so konfigurieren, wie sie zur Arbeit passen
- ✓ **IPS-Touchscreen** – Kontrastreicher Bildschirm, auch mit Handschuhen bedienbar
- ✓ **Gefahrstoffanzeige** – Piktogramme kennzeichnen alle sichtbar eingesetzten Gefahrstoffe



Gefahrstoffanzeige

Gefahrenpiktogramme, die auf die Gefahrenlage bei Aufbauten bzw. die verwendeten Chemikalien hinweisen, zeigt die TouchTronic digital an.

Dazugehörige **Kommentare** können bequem ergänzend eingetippt werden. Eine weitere Kennzeichnung außen am Abzug entfällt.



Voller Funktionsumfang über den Touchscreen erreichbar

- ✓ **EXPLORIS AirMonitor®** – Elektronische Überwachung des Luftvolumenstroms oder der Einströmgeschwindigkeit
- ✓ **EXPLORIS AutoProtect®** – Automatisches Öffnen und Schließen des Frontschiebers – auch praktisch per Fußtaster, wenn keine Hand frei ist
- ✓ **EXPLORIS AirControl®** – Variable Abluftregelung



Voller Funktionsumfang über den Touchscreen erreichbar

- ✓ **EXPLORIS CloseGuard®** – Automatisches Stoppen des Frontschiebers bei herausragenden Hindernissen
- ✓ **EXPLORIS LevelControl®** – Überwacht Füllstände bei der Sammlung von Flüssigkeiten

