

Höchste Sicherheit für entzündbare Flüssigkeiten

- ✓ Geprüfte Sicherheit: Zertifiziert nach **EN 14470-1** und **GS**
- ✓ Höchste **Feuerwiderstandsklasse (Typ 90)** zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
- ✓ Türen und Korpus sind doppelwandig und thermisch isoliert
- ✓ Automatisches thermomechanisches Schließen der Türen im Brandfall
- ✓ Zum Anschluss an ein raumseitiges Abluftsystem




Hochschränke

- ✓ Flügel- oder Falttüren
- ✓ Optional mit automatischer Türschließung
- ✓ Einhandbedienung für zweitürige Schränke
- ✓ Einlegeböden und Auffangwanne oder im Brandfall selbsteinziehende Auszüge



Hochschränke



	Schließung	Breite	Höhe	Tiefe	Empfohlene Abluftmenge (10x Luftwechsel)	Differenzdruck (10x Luftwechsel)
Sicherheits-Hochschrank mit 1 Flügeltür links oder rechts	Manuell	600	1955	615	4	5
Sicherheits-Hochschrank mit 2 Flügeltüren	Manuell	900	1955	615	6	5
		1200	1955	615	9	5
Sicherheits-Hochschrank mit 1 Flügeltür links oder rechts	Zeitverzögert automatisch	600	1955	615	4	5
Sicherheits-Hochschrank mit 2 Flügeltüren mit Einhand-Bedienung	Zeitverzögert automatisch	900	1955	615	6	5
		1200	1955	615	9	5
Sicherheits-Hochschrank mit 2 Falttüren	Manuell	1200	1955	615	9	5

Abmessungen in mm / Empfohlene Abluftmenge in m³/h / Differenzdruck in Pa