

Höchste Sicherheit für entzündbare Flüssigkeiten

- ✓ Geprüfte Sicherheit: Zertifiziert nach **EN 14470-1** und **GS**
- ✓ Höchste **Feuerwiderstandsklasse (Typ 90)** zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
- ✓ Türen und Korpus sind doppelwandig und thermisch isoliert
- ✓ Automatisches thermomechanisches Schließen der Türen im Brandfall
- ✓ Zum Anschluss an ein raumseitiges Abluftsystem




Unterschränke

- ✓ Platzwunder Sicherheitsunterschränke: durch höhere Innenraumhöhe wird die doppelte Lagerkapazität von 1-Liter-Flaschen im Vergleich zu konventionellen Schränken ermöglicht
- ✓ Flügeltüren und / oder Auszüge
- ✓ Auszüge optional mit einer zweiten Auszugsebene
- ✓ Optional mit Kanister inklusive Füllstandsüberwachung



Unterschränke



	Breite	Höhe	Tiefe	Empfohlene Abluftmenge (10x Luftwechsel)	Differenzdruck (10x Luftwechsel)
Sicherheits-Unterschrank mit 1 Auszug	590	710	574	1	< 1
	890	710	574	2	< 1
Sicherheits-Unterschrank mit 2 Auszügen	1100	710	574	3	< 1
	1400	710	574	4	< 1
Sicherheits-Unterschrank mit 2 Flügeltüren	1100	710	574	3	< 1
Sicherheits-Unterschrank mit 2 Flügeltüren und 1 Auszug	1400	710	574	4	< 1

Abmessungen in mm / Empfohlene Abluftmenge in m³/h / Differenzdruck in Pa