


Einfacher Zugriff und möglicher Stauraum zwischen den Mediensäulen

- ✓ Zugriff von beiden Seiten am Doppelarbeitsstisch
- ✓ Glastüren wählbar für lichte, transparente Optik
- ✓ Alternativ mit Flügeltüren als blickdichte Variante
- ✓ Tragfähigkeit
 - Zuladung pro Zellenschrank: je 80 kg
 - Boden, Einlegeboden, Dach: je 30 kg





	Breite	Höhe	Korpustiefe
Zellenschrank offen	600	480 / 630	450
	900	480 / 630	450
	1200	480 / 630	450
	1500	480 / 630	450
Zellenschrank mit Flügeltüren	600	480 / 630	450
	900	480 / 630	450
	1200	480 / 630	450
	1500	480 / 630	450
Zellenschrank mit Glasschiebetüren	900	480 / 630	450
	1200	480 / 630	450
	1500	480 / 630	450

Abmessungen in mm

Übersicht der Zellenschränke

