

Einer für alles - Der neue VarioProtect®

Der Köttermann VarioProtect® ermöglicht die gemeinsame Lagerung von entzündlichen, korrosiven und toxischen Gefahrstoffen in einem einzigen Schrank. Komfortabel und sicher. Unter Berücksichtigung aller relevanten Normen und Richtlinien.




Einer für alles - Der neue VarioProtect®

- ✓ Richtlinienkonforme, sichere Lagerung von:
 - Entzündlichen Flüssigkeiten (vollwertiger Sicherheitsschrank zertifiziert nach DIN EN 14470-1 Typ 90)
 - Korrosiven Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen
 - Giftigen Stoffen (optional im eingebauten, separat abschließbaren Giftfach)
- ✓ Kulissenauszug für zweiseitigen Zugriff sowie großes Lagervolumen
- ✓ Ideale Lösung für Gefahrstofflagerung direkt am Abzug



VarioProtect® Schränke mit Kulissenauszug



	Breite	Höhe	Tiefe	Empfohlene Abluftmenge (30x Luftwechsel)	Differenzdruck (30x Luftwechsel)
VarioProtect® Sicherheits-Hochschrank mit 2 Kulissenauszügen	600	1966	860	20	11
VarioProtect® Sicherheits-Hochschrank mit 2 Kulissenauszügen und 1 Giftfach	600	1966	860	20	11

Abmessungen in mm / Empfohlene Abluftmenge in m³/h / Differenzdruck in Pa